

A top-down view of a hydrotherapy tank. The interior is dark, and a human silhouette is visible, with numerous small, glowing points of light distributed across its body, particularly concentrated in the back and lower legs. The tank is set against a dark blue background with a subtle light gradient.

ГИДРОТЕРАПИЯ





sales@btlnet.com
www.btlnet.com

Все права защищены.

Несмотря на принятые меры по предоставлению наиболее точной и своевременной информации, не может быть наложена ответственность за какие-либо ошибки или опечатки в данном каталоге. Продукция и спецификация, указанная в данном каталоге, может изменяться без уведомления.



ГИДРОТЕРАПИЯ

Новая серия гидромассажных ванн BTL комбинирует чистые линии и изящные формы с высококачественными материалами и совершенным исполнением. Дизайн и управление лучше всего охарактеризовать словом «простота». Уникальные особенности, такие как цветной сенсорный дисплей и запуск терапии в одно касание, делают управление максимально быстрым и комфортным. Мягкая синяя подсветка деликатно оттеняет безупречный внешний вид. Гидромассажные ванны предназначены для всех видов учреждений. Серия содержит роскошные ванны для SPA центров, гидромассажные ванны двух размеров и ванны для верхних и нижних конечностей.

A modern, white, oval-shaped bathtub is shown in a dark blue environment. The tub is illuminated from below, creating a bright blue glow that highlights its sleek design and the metallic handles on the right side. The background is a deep, dark blue, making the white tub stand out prominently.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ВИД



ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

HYDRO XR

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ И РОСКОШЬ



Миллионы воздушных
пузырьков для
максимальной
релаксации




Встроенная звуковая
система




До 260 водяных
форсунок



Ароматерапия и
добавки для ванн



Хромотерапия



Запрограммированные
протоколы и «Горячие
клавиши» быстрого
запуска терапии

Расслабляющие ванны для SPA-салонов и оздоровительных центров

Превосходная эргономичность с оптимально
расположенными массажными форсунками



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

- ◇ Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея
- ◇ Эргономичный подводный массаж
- ◇ Система мультизональной терапии
- ◇ «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
- ◇ Запрограммированные протоколы терапий
- ◇ Подходит для различных типов воды: свежей, соленой, насыщенной углекислым газом или профильтрованной
- ◇ Автоматическая программа дезинфекции
- ◇ Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- ◇ Голубая светодиодная внешняя подсветка ванны
- ◇ Разработаны для надежности и долговечности

ГИДРОМАССАЖ

- ◇ До 260 водяных форсунок
- ◇ До 8 зон гидромассажа:
 - Ступни ног
 - Нижние конечности
 - Внешняя сторона икр и колен
 - Внутренняя сторона икр и колен
 - Ягодицы
 - Бедро
 - Нижняя и верхняя части спины
 - Верхние конечности и плечи

Модель	HydroXR 10 Deluxe	HydroXR 20 Deluxe	HydroXR 30 Deluxe
Характеристики			
ГИДРОМАССАЖ			
Количество гидромассажных форсунок	80	160	260
Зоны гидромассажа:	2 зоны	4 зоны	8 зон
Ступни ног			1
Нижние конечности		1	2
Внешняя часть икр и колен		2	3
Внутренняя часть икр и колен	1		4
Ягодицы		3	5
Бедра			6
Нижняя и верхняя части спины	2	4	7
Верхние конечности и плечи			8
Регулировка интенсивности гидромассажа	●	●	●
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ			
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ			
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7"	●	●	●
Индикатор температуры текущей воды	●	●	●
Индикатор температуры ванны	●	●	●
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны	●	●	●
Индикатор уровня с акустической сигнализацией	●	●	●
Термостатический смеситель	●	●	●
«Скользкий» душ	●	●	●
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии	●	●	●
Хромотерапия	○	○	●
Встроенная звуковая система	○	○	○
Автоматическая программа дезинфекции	○	○	○
Насыщение углекислым газом (сатуратор)	○	○	○
Соленая или профильтрованная вода	○	○	○
Упоры для ног	○	○	●
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды)	○	○	●
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный объем/ Полезный объем	310 / 220 л		
Размеры: Длина/Ширина/Высота	2370 / 890 / 730 мм		
Питание	230/50 Гц		

● – Стандарт ○ – Опция



HydroXR 10
Deluxe



HydroXR 20
Deluxe



HydroXR 30
Deluxe

СИСТЕМА МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО МАССАЖА



СТАРТ В ОДНО КАСА

НИЕ



ALFA

ВАННЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И SPA




Гидромассажные
форсунки



Воздушные форсунки



Эргономичный
подводный массаж



Насыщение воды
углекислым газом



Ароматерапия и
добавки для ванн



Хромотерапия

МОЩНАЯ МАССАЖНАЯ СИСТЕМА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

- ◇ Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея или клавиш
- ◇ Эргономичный подводный массаж
- ◇ Система мультizonальной терапии
- ◇ «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
- ◇ Запрограммированные протоколы терапий
- ◇ Подходит для различных типов воды: свежей, соленой, насыщенной углекислым газом или профильтрованной
- ◇ Автоматическая программа дезинфекции
- ◇ Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- ◇ Голубая светодиодная внешняя подсветка ванны
- ◇ Разработаны для надежности и долговечности

ГИДРОМАССАЖ

- ◇ До 8 водяных форсунок и 30 микро-форсунок
- ◇ До 4 зон гидромассажа:
 - Ступни ног
 - Нижние конечности, внешняя сторона икр и колен
 - Ягодицы и бедра
 - Спина, верхние конечности и плечи

ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

- ◇ До 176 воздушных массажных форсунок
- ◇ До 2 зон воздушного массажа:
 - Нижние конечности
 - Бедра и ягодицы

Модель	ALFA 10	ALFA 20	ALFA 30	ALFA 40	ALFA 50	ALFA 60 Deluxe	ALFA 70 Deluxe
			ALFA 30 Deluxe	ALFA 40 Deluxe			
Характеристики							
ГИДРОМАССАЖ							
Количество гидромассажных форсунок			4	8		8	8
Количество гидромассажных микро-форсунок			12	24		24	30
Зоны гидромассажа:			4 зоны	4 зоны		4 зоны	4 зоны
Ступни ног			1	1		1	1
Нижние конечности			2	2		2	2
Внешняя часть икр и колен							
Внутренняя часть икр и колен							
Ягодицы			3	3		3	3
Бедр							
Нижняя и верхняя части спины			4	4		4	4
Верхние конечности и плечи							
Регулировка интенсивности гидромассажа			●	●		●	●
ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ							
Количество форсунок воздушного массажа					176	122	176
Зоны воздушного массажа:					1 зона	2 зоны	2 зоны
Нижние конечности						1	1
Бедр					1	2	2
Регулировка интенсивности воздушного массажа					●	●	●
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ							
	○	●	○	○	○	○	○
НАСЫЩЕНИЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (CO₂ САТУРАТОР)							
	●	○	○	○	○	○	○
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ							
Индикатор уровня с акустической сигнализацией	●	●	●	●	●	●	●
Индикатор высокой температуры воды	●	●	●	●	●	●	●
«Скользкий» душ	●	●	●	●	●	●	●
Термостатический смеситель	○	○	○	○	○	○	○
Соленая или профильтрованная вода	○	○	○	○	○	○	○
Упоры для ног	○	○	○	○	○	○	○
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды)	○	○	○	○	○	○	○
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ЛИНИИ DELUXE							
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7"			● (Deluxe)	● (Deluxe)		● (Deluxe)	● (Deluxe)
Индикатор температуры ванны и текущей воды			● (Deluxe)	● (Deluxe)		● (Deluxe)	● (Deluxe)
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны			● (Deluxe)	● (Deluxe)		● (Deluxe)	● (Deluxe)
Термостатический смеситель			● (Deluxe)	● (Deluxe)		● (Deluxe)	● (Deluxe)
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии			● (Deluxe)	● (Deluxe)		● (Deluxe)	● (Deluxe)
Автоматическая сушка воздушных форсунок						● (Deluxe)	● (Deluxe)
Хромотерапия			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)		○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
Встроенная звуковая система			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)		○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
Автоматическая программа дезинфекции			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)		○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Максимальный объем/ Полезный объем	380 / 240 л						
Размеры: Длина/Ширина/Высота	2400 / 980 / 850 мм						
Питание	230/50 Гц						

● – Стандарт ○ – Опция




ALFA 10

ALFA 20

ALFA 30
DeluxeALFA 40
Deluxe

ALFA 50

ALFA 60
DeluxeALFA 70
Deluxe



СОЗДАНЫ
ДЛЯ ЧАСТОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



DELTA


ВАННЫ СО СНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ ВОДЫ И ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Гидромассажные
форсунки




Воздушные форсунки



Насыщение воды
углекислым газом



Ароматерапия и
добавки для ванн



Хромотерапия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

- ◇ Объем ванны составляет лишь 220 литров
- ◇ Легкодоступна даже для людей с ограниченной подвижностью
- ◇ Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея или клавиш
- ◇ Эргономичный подводный массаж
- ◇ Система мультизональной терапии
- ◇ «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
- ◇ Запрограммированные протоколы терапий
- ◇ Подходит для различных типов воды: свежей, соленой, насыщенной углекислым газом или профильтрованной
- ◇ Автоматическая программа дезинфекции
- ◇ Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- ◇ Голубая светодиодная внешняя подсветка ванны
- ◇ Разработаны для надежности и долговечности

ГИДРОМАССАЖ


- ◇ До 4 водяных форсунок и 38 микро-форсунок
- ◇ До 4 зон гидромассажа:
 - Ступни ног
 - Нижние конечности, внешняя сторона икр и колен
 - Ягодицы и бедра
 - Спина, верхние конечности и плечи

ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

- ◇ До 122 воздушных массажных форсунок
- ◇ До двух зон воздушного массажа:
 - Нижние конечности
 - Бедра и ягодицы

Модель	DELTA 10	DELTA 20	DELTA 30	DELTA 40	DELTA 50 Deluxe
Характеристики			DELTA 30 Deluxe	DELTA 40 Deluxe	DELTA 50 Deluxe
ГИДРОМАССАЖ			●	●	●
Количество гидромассажных форсунок					4
Количество гидромассажных микро-форсунок			38	38	38
Зоны гидромассажа:			1 зона	4 зоны	4 зоны
Ступни ног			1	1	1
Нижние конечности				2	2
Внешняя часть икр и колен					
Внутренняя часть икр и колен				3	3
Ягодицы					
Бедра				4	4
Нижняя и верхняя части спины					
Верхние конечности и плечи					
Регулировка интенсивности гидромассажа			●	●	●
ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ		●		●	●
Количество форсунок воздушного массажа		122		122	122
Зоны воздушного массажа:		1 зона		1 зона	2 зоны
Нижние конечности		1		1	1
Бедра и ягодицы					2
Регулировка интенсивности воздушного массажа		●		●	●
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ	○	○	○	○	○
НАСЫЩЕНИЕ ВОДЫ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (CO₂ САТУРАТОР)	●	○	○	○	○
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ					
Индикатор уровня с акустической сигнализацией	●	●	●	●	●
Индикатор высокой температуры воды	●	●	●	●	●
«Скользкий» душ	●	●	●	●	●
Термостатический смеситель	○	○	○	○	●
Соленая или профильтрованная вода	○	○	○	○	○
Упоры для ног	○	○	○	○	○
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды)	○	○	○	○	○
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ЛИНИИ DELUXE					
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7"			● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Индикатор температуры ванны и текущей воды			● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны			● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Термостатический смеситель			● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии			● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Автоматическая сушка воздушных форсунок				● (Deluxe)	● (Deluxe)
Хромотерапия			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
Встроенная звуковая система			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
Автоматическая программа дезинфекции			○ (Deluxe)	○ (Deluxe)	○ (Deluxe)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Максимальный объем/ Полезный объем	310 / 220 л				
Размеры: Длина/Ширина/Высота	2370 / 890 / 730 мм				
Питание	230/50 Гц				

● – Стандарт ○ – Опция



DELTA 10

DELTA 20

DELTA 30
DeluxeDELTA 40
DeluxeDELTA 50
Deluxe

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ



РОСКОШИ И АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА



ЮТА, ВЕТА & ЗЕТА ДЛЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ



ВЕТА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

- ◇ Комфортное управление посредством цветного сенсорного дисплея или клавиш
- ◇ «Горячие клавиши» для часто используемых методов лечения
- ◇ Запрограммированные протоколы терапий
- ◇ Автоматическая программа дезинфекции
- ◇ Высококачественная и легко чистящаяся поверхность ванны из акрилата
- ◇ Голубая светодиодная внешняя подсветка ванны
- ◇ Разработаны для надежности и долговечности

ЮТА – ВИХРЕВЫЕ ВАННЫ ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГИДРОМАССАЖ

- ◇ 6 водяных форсунок и 6 микро-форсунок
- ◇ 2 уровня воды для колен и лодыжек
- ◇ 2 зоны гидромассажа:
 - Лодыжки
 - Колени

ВЕТА – ВИХРЕВЫЕ ВАННЫ ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГИДРОМАССАЖ

- ◇ 18 микро-форсунок

ЗЕТА – ВИХРЕВЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГИДРОМАССАЖ

- ◇ 2 водяных форсунок и 14 микро-форсунок

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫ В ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ



ЮТА



ЗЕТА

Модель	ЮТА	БЕТА	ЗЕТА
Характеристики	IOTA Deluxe	BETA Deluxe	ZETA Deluxe
ГИДРОМАССАЖ	●	●	●
Количество гидромассажных форсунок	6		2
Количество гидромассажных микро-форсунок	6	18	14
Зоны гидромассажа	2 зоны (подыжки, колени)	1 зона	1 зона
Регулировка интенсивности гидромассажа	●	●	●
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ			
Индикатор уровня с акустической сигнализацией	●	●	●
Индикатор высокой температуры воды	●	●	●
«Скользкий» душ	●	●	●
Термостатический смеситель	○	○	○
Внешняя подсветка (Голубые светодиоды)	○	○	○
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ DELUXE			
Сенсорный LCD дисплей диагональю 5.7"	● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Индикатор температуры ванны и текущей воды	● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Автоматическое заполнение и опорожнение ванны	● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
Термостатический смеситель	● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
«Горячие клавиши» быстрого запуска терапии	● (Deluxe)	● (Deluxe)	● (Deluxe)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный объем/ Полезный объем	214 л (колени) / 98 л (подыжки)	75 л	27 л
Размеры: Длина/Ширина/Высота	1580/860/1030 мм	1100/970/700 мм	970/945/1000 мм
Питание	230/50 Гц		

● – Стандарт ○ – Опция

